

2008/2

DK Betjeningsvejledning
GB User manual

Mobile 3-61



Mobile 4-62





Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedsforeskrifter	3
2. Identifikation af dele	4
3. Funktion af dele	6
4. Montering	7
5. Omgivelser	8
6. Kørsel	8
7. Vedligeholdelse	8
8. Ekstraudstyr	9
9. Fejlfinding	10
10. Specifikationer	10
11. Sliddele	11

Reservedele

Reservedelstegning over det pågældende produkt findes
på vores hjemmeside www.texas.dk

Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

For køb af reservedele, kontakt venligst din nærmeste forhandler.
Du finder forhandlerliste på Texas' hjemmeside.

Tilbehørsmuligheder:

Regnslag til køretøj og kurv Best. nr. 90052115

Kurv bag sæder Best. nr. 90052125

Stokholder Best. nr. 90052123

Kopholder Best. nr. 90052126

Du finder priser på www.texas.dk

1. Sikkerhedsforeskrifter

Denne betjeningsvejledning indeholder vigtig sikkerhedsinstruktion. Læs den omhyggeligt.

Ved salg af maskinen skal manualen medfølge.


Al information, billeder og illustrationer i betjeningsvejledningen er baseret på den seneste information på tidspunktet for trykning. Texas forbeholder sig retten til at foretage produktionsændringer uden varsel og uden dermed at være forpligtet til at foretage lignende ændringer på maskiner, der tidligere er solgt.




Alvorlig skade eller død kan indtræffe, hvis du ikke følger disse instruktioner:

- Læs denne betjeningsvejledning og alle mærkater grundigt og følg de anførte procedurer.
- Brug aldrig maskinen uden instruktion.
- Medtag aldrig passagerer.
- Kør aldrig for hurtigt. Kør med en hastighed, der passer til terrænet, sigtbarheden og øvrige forhold.
- Kontroller altid din maskinen inden brug.
- Følg altid vedligeholdelsesanvisningerne.
- Hold altid begge hænder på styret og benene på fodpladen.
- Brug altid den korrekte størrelse og type hjul. Tjek at dæktrykket er korrekt.
- Brug aldrig uoriginale reservedele eller tilbehør.
- Overskrid aldrig vægten for den angivne last af maskinen. Nedsæt hastigheden, hvis du medbringer last. Denne skal være sikkert spændt fast. Bremselængden øges, når du medbringer last.

2. Identifikation af dele



- | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|------------------------------|
| 1. | Frem/bak viser | 2. | Ladestik |
| 3. | Frigear | 4. | Højt/lavt gear |
| 5. | Kontakt for blinklys | 6. | Fart regulerings skrue |
| 7. | Horn | 8. | Forlys kontakt |
| 9. | Indikator for venstre blinklys | 10. | Status lampe |
| 11. | Forlys lampe | 12. | Indikator for højre blinklys |
| 13. | Højre håndtag frem / venstre bak | 14. | Tændingslås |
| 15. | Bremse lampe | 16. | Batteriindikator |



- | | | | |
|-----|------------------------------|-----|--------------------------------|
| 17. | Bakspejl | 18. | Front |
| 19. | Håndtag | 20. | Ratstang |
| 21. | Kurv | 22. | Regulering af vinkel på styret |
| 23. | Forskærm | 24. | Blinklys for (kun model 4-62) |
| 25. | Kofanger | 26. | Forhjul |
| 27. | Ryglæn | 28. | Armlæn |
| 29. | Højdejustering til sædet | 30. | Skinne |
| 31. | Refleks | 32. | Blinklys bag |
| 33. | Væltsikring | 34. | Baghjul |
| 35. | Bagskærm | 36. | Batteribeholder |
| 37. | Batteri | 38. | El-box |
| 39. | Bagaksel | 40. | Frigear |
| 41. | Forlys | 42. | Skrue til stokkeholder |
| 43. | Justeringshåndtag til ryglæn | 44. | Sæde |
| 45. | Nakkestøtte | 46. | Justering af sædedybde |
| 47. | Lås for sæde | 48. | Højdejustering af sæde |
| 49. | Monteringsrør for sæde | 50. | Højdejustering til nakkestøtte |

Kurv medfølger til Texas mobile 3-61 og 4-61.

3. Funktion af dele

Tændingslås (14)

Kontrollerer ON/OFF. Når nøglen er drejet til ON, er der strøm på maskinen. Når nøglen er drejet til OFF, er der ikke strøm på.

Kontrolhåndtag (13)

Kontrollerer hastigheden ved frem og bak. Maskinen er bremsset, når den holder stille. Maskinen bevæger sig fremad, når du trækker i højre håndtag mærket med "F". Mobilen kører baglæns, når du trækker venstre håndtag mærket med "R". Jo mere du trækker i håndtagene, jo hurtigere kører mobilen. Brug aldrig begge håndtag samtidig.

Fartreguleringsskrue (6)

Du kan regulere køretøjets hastighed. Hastigheden forøges, når der drejes med uret, ligesom hastigheden sænkes, når der drejes mod uret. Du kan således vælge den hastighed, der passer dig bedst.

Forlys kontakt (8)

Når den er trykket fremad, lyser for- og baglyset og indikatoren for lyset (32), og de slukker alle, når kontakten trykkes tilbage.

Venstre- højresvings kontakt (5)

Når kontakten er trykket fremad, lyser både venstresvings lampen (24) og venstresvings indikatoren (9) på fronten (18), og der lyder et lydsignal. Når kontakten trykkes bagud, lyser både højresvings lampen (24) og højresvings indikatoren (12) på fronten, og der lyder et lydsignal. Når knappen er i midten, er blinklyser slået fra.

Høj/lav gear (4)

Det kontrollerer køretøjets kørsel. Når kontakten er trykket fremad, køres med høj hastighed. Det foreslås at køre med høj hastighed udendørs og lav hastighed indendørs.

Fri gear (3)

Køretøjet står i frigear, og kan let skubbes baglæns, når der trykkes på kontakten. Der bremses, når du slipper kontakten.

Skubbekontakten fungerer kun, når køretøjet er tændt.

Horn (7)

Hornet lyder, når knappen trykkes ned.

Frigear (40)

Det er et håndtag bag på køretøjet. Når håndtaget er trykket op, kan du frit skubbe med køretøjet. Når håndtaget er nede, er køretøjet bremsset.

Når køretøjet er tændt, skal håndtaget være trykket ned.

Batterilampe (16) og ladestik (2)

Batteriet har 4 lamper på kontrolpanelet. Du skal standse, når batterilampen lyser rødt, da denne farve betyder, at 80% af den totale batterikapacitet er brugt, ellers vil batteriet blive ødelagt. Når den gule og den røde lampe lyser, er 60% af kapaciteten brugt. 40% er brugt når både den røde, gule og grønne lampe lyser, og nu får du det bedste resultat med genopladning. Batteriet bør genoplades, når der er brugt 30-50% kapacitet.

Skub dækslet til side og monter ladestikket. Efter ladning husk at skubbe dækslet på plads, så du undgår at der kommer vand og skidt i stikket.

Sæde (44)

a. Armlæn (28). Breddejustering foretages ved at løsne håndtaget (42) i bagenden af sædet. Der er 4 indstillingsmuligheder. Flyt armlænet til den foretrukne stilling og skru håndtaget fast igen. Armlænet kan drejes lodret, så af- og påstigning gøres lettere.

b. Ryglæn (27). Justering af vinklen på ryglænet sker ved at trække i håndtaget (43) på højre side af sædet med højre hånd, mens du sidder på sædet. Læn dig tilbage til den position du ønsker og slip derefter håndtaget. (Gælder kun model 4-62)

c. Sædedybde. Justering af sædedybden sker ved at trække i håndtaget (46) med højre hånd, mens du sidder på sædet og flytter sædet med kroppen. Slip håndtaget, når sædedybden passer.

d. Drejning af sædet. Justering sker ved at trække i håndtaget (29) med venstre hånd, mens du sidder på sædet. Drej sædet og slip håndtaget, når stillingen passer.

e. Sædehøjde. Træk i højdejusteringshåndtaget (29) og løft sædet af køretøjet. Løft bagskærmen (35) løs på sæde forhøjeren (48) med en umbraconøgle, træk og juster sæde søjlen (49) til den højde du ønsker og fastgør igen sæde forhøjeren.

e. Nakkestøtte(45). Justeres ved at trykke knappen (50) under nakkestøtten med venstre hånd mens du justerer højden. Når den passer, slippes knappen.

4. Montering

1. Løft bagskærmen (35) og juster sædehøjden (49).
2. Forbind batteriet (37) med batterikablerne og sæt batteriet på plads (36). (Pas på ikke at forbinde polerne forkert eller kortslutte batteriet.) (sort til - og rød til +). Bind batterierne med velcro bånd og forbind dem med stikkene.
3. Forbind portene til baglyset (32) og monter skærmen (35).
4. Placer sædet på sædesøjlen (49). Placer armlænet (28) og juster bredden. Vend ryglænet opad.

5. Omgivelser

Vejen du kører på skal være flad og ren. Kør ikke på en ujævn vej. Kør ikke når det regner eller i meget fugtige forhold. Brug kun køretøjet, når temperaturen er mellem $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ + $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Luftfugtigheden bør ikke overstige 85%.

6. Kørsel

a. Kontrol inden start:

1. Forstå de vigtige sikkerhedsinformationer
2. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet)
3. Tjek om kablerne er korrekt monteret (ifølge el-diagrammet)
4. Sørg for at viklen på håndtaget og sædehøjden passer til dig.
5. Sørg for at alle skruer og forbindelser er fastspændt, særligt styreskruerne, der justerer retningen på forhjulene og skruerne, der holder hjulene.
6. Tjek lufttrykket i dækkene max 3,5 bar.

b. Kørsel:

1. Drej nøglen i tændingslåsen (14) på ON, når du sidder på køretøjet. Lamperne lyser på kontrolpanelet.
2. Træk langsom i det højre kontrolhåndtag (13) mens du bliver ved med at holde i det.
3. Juster fartreguleringsskruen (6) på fronten (18) så det passer til kørerens ønsker.
4. Slip højre kontrolhåndtag (13), når du vil parkere, og køretøjet standser straks.
5. Træk i venstre kontrolhåndtag (14) hvis du vil køre baglæns. Brug aldrig højre og venstre håndtag samtidig.
6. Drej nøglen til OFF, når du vil stoppe helt og tag nøglen med dig.

PAS PÅ: Vær forsigtig når du kører. Drej ikke skarpt, da køretøjet så kan vælte. Kør ikke i regnvejr. Kør ikke på bakker, der har en hældning på mere end 20 grader. Kør ikke på ujævne veje. Drej nøglen til OFF så snart som muligt, når du ønsker at parkere køretøjet.

7. Vedligeholdelse

1. Vedligeholdelse af batteriet

Batteriet SKAL altid oplades efter brug.

Aflad ikke batteriet for meget. Det bedste er mellem 30-50% og batteriet må ikke aflades mere end 80%.

Hold batteriet væk fra ild, vand, rystelser, kollision og kortslutning. Brug det ikke, hvis temperaturen er over 45°C .

Ladetiden må under normale forhold ikke overstige 15 timer.

Oplad ikke nye og gamle batterier på samme tid, ej heller batterier fra forskellige producenter eller modeller. Ved langtidsopbevaring af batterierne skal du sørge for, at batterierne er fuldt opladet og opbevares frostfrit, alle ledninger til batteriet skal være afmonteret.

Afmonter ledninger til batteriet inden vedligeholdelse påbegyndes. Tjek om batteriet er ødelagt, har revner eller anden unormal tilstand og rengør overfladen på batteriet med lunkent vand.

3. Brug og vedligeholdelse af laderen

Du må ikke åbne laderen, da der er højspænding. Brugeren kan ikke selv reparere laderen.

Laderen må kun bruges til dette køretøj.

Strømforsyningen til laderen skal være 230 V og lavspænding.

Brug ikke laderen, når vejret er meget varmt eller vådt.

Køretøjet skal være slukket, når der lades. Sæt ladestikket i køretøjet, inden du tænder for strømmen.

Da laderen indeholder mange beskyttende funktioner, er det ikke nødvendigt at føre opsyn under opladning. Laderen stopper automatisk opladningen, når batteriet er fuldt. Laderen bør ikke være forbundet til køretøjet for mere end 30 timer.

Der skal straks slukkes for strømmen, hvis laderen overopheder, gnistrer eller ryger.

4. Vedligeholdelse af hele køretøjet

Rengør ofte køretøjet for snavs vask med mild sæbevand og aftør med klud, brug aldrig højtryksrensere.

Brug ikke køretøjet i regnvej, hvis muligt.

Opbevar køretøjet tørt og under normale temperaturer.

8. Ekstraudstyr

Til mobile 3-61 og 4-62 kan fås følgende ekstraudstyr:

- Stokkeholder
- Regnslag

Begge dele kan købes hos din forhandler



9. Fejlfinding

Problem	Mulige årsager	Udbedring
Når nøglen er drejet, kommer der ikke lys i status indikatoren	Kablerne er ikke korrekt forbundet	Forbind kablerne korrekt
	Batteriet er defekt	Skift batteri
	Der lades	Fjern ladestikket
	Kontrolpanelet er ødelagt	Kontakt nærmeste forhandler
Når nøglen er drejet, starter køretøjet af sig selv, selv om der ikke drejet på højre kontrolhåndtag	Kontrolleren er defekt	Kontakt nærmeste forhandler
Når nøglen er drejet, og du skubber på højre kontrolhåndtag, kører køretøjet ikke.	Køretøjet lader	Fjern laderen
Nøglen er på ON, status indikatoren lyser (ikke blinker) og når du skubber på kontrolhåndtaget, vil køretøjet ikke starte, eller det starter og stopper mens du kører	Defekt motor	Kontakt nærmeste forhandler
Kun den røde batteri lampe lyser, når nøglen drejes	Batteriet skal oplades	Oplad batteriet
Køretøjet kan ikke stoppe, men statusindikatoren blinker ikke som tegn på fejl	Fejl i bremsesystemet	Kontakt nærmeste forhandler
Når nøglen er drejet på ON starter køretøjet, men forlys og blinklys virker ikke	Pærerne er sprunget	Pærerne udskiftes
	Forbindelsen er knækket	Tjek kablerne
Bremse lampe virker ikke	Pæren er sprunget	Udskift pæren
	Forbindelsen er slået fra	Kontakt nærmeste forhandler
Styrehåndtaget ryster	Skruerne er løse	Fastspænd skruerne
Køretøjet drejer ikke korrekt	Skruerne på hjulene er løse	Fastspænd skruerne

10. Specifikationer

Dæktryk	Max 3,5 bar
Forlygtepære	24V 10W
Baglygtepære	24V 3W
Blinklyspære	24V 5W
Lader	Input 230V ac output 24V dc 4amp
Batteri	12v32AHX2 (3-61) 12V38AHX2 (4-62)

11. Sliddele

For mobiler solgt under brandet "Texas mobile", yder Texas A/S 2 års reklamationsret på fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke sliddele, såsom:

Dæk
Slinger
Pærer
Kontakter
Potentiometer
Opladere
Styreboks
Batterier
Sikringer

Arbejds løn som følge af udskiftning af dele heraf, dækkes ikke.

Læs mere om begrænset garanti på www.velkommentilmarkedet.dk/kobelov/3A_garanti_kobeloven.html



Contents

1. Safety instructions	13
2. Identification of parts.....	14
3. Function of parts	16
4. Installation.....	17
5. Driving conditions	18
6. Driving methods.....	18
7. Maintenance	18
8. Accessories	19
9. Trouble Shooting	20
10. Specifications.....	20
11. Fast moving parts	21

Spare parts

Part list and explosive drawings for the specific product, can be found
on our website **www.texas.dk**

If you help find part numbers yourself, it will ease the service.

For purchase of spare parts, please contact your dealer.

We congratulate you with your new Texas Mobile. We are convinced that this vehicle will fully fulfill your expectations. To get the maximum benefit from this vehicle you should read this manual carefully. That will save you from unnecessary trouble. Pay special attention to the safety instructions.

1. Safety instructions

This manual contains important safety instructions. Read the manual carefully.

If selling the mobile, the manual must be passed on to the new owner.


All information, pictures and illustrations in this manual are based on the latest information at the time of printing the manual. Texas reserves the right to make production changes without notice and has no obligation to make similar changes to machines that are previously sold.



Serously injury or death may occur if you do not follow these instructions.

- Read this manual and all labels carefully. Follow the procedures stated.
- Never use the Mobile without proper instructions.
- Never carry passengers.
- Never drive too fast. Drive at speed that is suitable for the terrain, the visibility and other circumstances.
- Always check the Mobile before use.
- Always follow the maintenance instructions.
- Keep both hands on the handles and both feet on the foot plate.
- Always use the correct size and type of wheels. Check that the tyre pressure is correct.
- Always use original spare parts and accessories.
- Do not over load the mobile. Reduce speed if you carry load. The load must be securely fastened. The brake length is increased when you carry load.

2. Identification of parts



- | | | | |
|-----|--|-----|---------------------------------|
| 1. | Forward/reverse indicator | 2. | Charging plug |
| 3. | Idle position | 4. | High/low gear |
| 5. | Switch for turn signal | 6. | Speed regulating screw |
| 7. | Horn | 8. | Front light switch |
| 9. | Indicator for left turn signal | 10. | Status lamp |
| 11. | Front light lamp | 12. | Indicator for right turn signal |
| 13. | Right handle forward / left handle reverse | 14. | Ignition |
| 15. | Brake lamp | 16. | Battery indicator |

3. Function of parts

Ignition (14)

When the key is turned to ON the mobile is ready to go forward. When the key is turned to OFF, the power is disconnected.

Control handles (13)

These handles control the speed when going forward or in reverse. The mobile brakes, when it is still. The mobile moves forward, when you pull the right handle marked "F". The mobile drives in reverse when you pull the left handle marked "R". The more you pull the handles the faster the mobile goes. Never use both handles at the same time.

Speed regulation screw (6)

You can adjust the speed of the mobile. The speed is increased, when the screw is turned clock-wise and the speed is lowered, when the screw is turned anti-clock wise. In this way you can choose the speed that suits you.

Front light switch (8)

When the switch is pressed forward the front and rear lights are on as well as the indicator for the light (32). All lights are off when the switch is pressed back.

Left and right turning switch (5)

When the switch is pressed forward, the left turn signal (24) and the left turn indicator (9) on the front (18) are on and you hear a sound signal. When the switch is pressed back the right turn signal (24) and right turn indicator (12) on the front are on, and you hear a sound signal. When the switch is in the middle, the turn signals are off.

High / low gear (4)

This controls the speed of the mobile. When the switch is pressed forward, you drive at high speed. We suggest to drive at high speed out-doors and low speed in-doors.

Idle position (3)

The mobile is in idle position and may easily be pushed backwards, when the switch is pressed. When the switch is released the mobile is braked.

This function can only be used when the power is on.

Horn (7)

Press the button and a sound is heard.

Brake release lever (40)

This is a handle at the rear of the mobile. When the handle is pressed up the mobile may easily be pushed about. When the handle is down the mobile is braked.

When the mobile has power on, the handle must be pressed down.

Battery indicator (16) and charging plug (2)

The battery has 4 lamps on the control panel. You must stop using the mobile when the battery lamp has a red light as this colour means that 80 % of the total battery capacity is used. If you do not stop, the battery will be damaged. When the yellow and red lamp light at the same time it means, that 60% of the capacity is used. 40% is used when both the red, yellow, and green lamps light. This is when you achieve the best results of charging. The battery should be charged when 0-50% of the capacity has been used.

Remove the cover from the charging plug and connect the charger. After charging put on the cover for the charging plug to prevent water and dirt from getting into the charging plug.

Seat (44)

- a. Armrest (28).** Adjusts the width by loosening the handle at the back of the seat. There are 4 positions for the width. Move the armrest to the preferred position and tighten the handle. The armrest may be turned vertical to make it easier to get on and off the mobile.
- b. Backrest (27).** Adjusts the angle of the backrest. Pull the handle (43) on the right side of the seat with your right hand while you sit on the seat. Lean back and find the position you prefer, then release the handle. (applies only to model 4-62)
- c. Length of seat.** Adjustment of the length of the seat is done by pulling the handle (46) with your right hand, while you sit on the seat and move the seat with your body. Release the handle when you have found the preferred position.
- d. Turning of the seat.** Adjustment is made by pulling the handle (29) with your left hand while you sit on the seat. Turn the seat and release the handle, when you have found the preferred position.
- e. Height of seat.** Pull the height adjusting handle (29) and remove the seat from the mobile. Lift the rear cover (35) and loosen the seat riser (48) with an Allen key, pull and adjust the seat pole (49) to the height you prefer. Tighten the Allen bolt.
- e. Head rest (45).** You adjust the height of the head rest by pushing the button (50) below the head rest with your left hand while you adjust the height. When you have found the preferred height, release the button.

4. Installation

1. Lift the rear cover (35) and adjust the height of the seat. (49).
2. Connect the battery (37) to the cables and place the battery at its position (36). Warning: Do not connect the cables incorrectly or short-circuit the battery. Always connect black to – and red to +. Fasten the battery with velcro band and connect to the battery port.
3. Connect the ports for the rear lights (32) and fit the rear cover in place (35).
4. Mount the seat on the seat pole (49). Fit the arm rests (28) and adjust the width. Turn up the back rest.

5. Driving conditions

Drive on flat and clean surfaces. Do not drive on a bumpy road. Do not drive when it rains or in severely damp circumstances. Only use the mobile at temperatures between $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ + $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. The humidity should not exceed 85%.

6. Driving methods

a. Control before start:

1. Understand the important safety instructions.
2. Check the capacity of the battery. (If you will be driving far, the battery must be fully charged)
3. Check that the cables are fitted correctly.
4. Check that the angle of the tiller and the height of the seat suit you.
5. Check that all bolts and connections are securely fastened, especially the steering nuts that adjust the direction of the front wheels and the screws that hold the wheels.
6. Check that the tire pressure is max 3,5 bar.

b. Driving:

1. Turn the ignition key (14) to ON, when you are sitting on the mobile. The lamps on the control panel are turned on.
 2. Turn the throttle slowly (the right handle) until you reach the preferred speed and hold it there.
 3. Adjust the speed regulation screw (6) on the front (18) to suit the driver.
 4. Release the right handle (13) when you wish to park, and the Mobile will stop immediately.
 5. Pull the left handle (14) if you wish to go in reverse. Never use right and left handle at the same time.
 6. Turn the ignition key to OFF, when you want to stop completely and take the key with you.
- WARNING:** Be careful when you drive. Do not turn sharply as the Mobile may turn over. Do not drive when it rains. Do not drive on slopes with an angle of more than 20° . Do not drive on bumpy roads. Turn the ignition key to OFF as soon as you decide to park the Mobile.

7. Maintenance

1. Maintenance of the battery

The battery **MUST** be charged after use.

Do not discharge the battery too much. The preferred level is between 30-50% and the battery must not be discharged more than 80%.

Keep the battery away from fire, water, shaking, collision, and short-circuit. Do not use if the temperature is above 45°C .

Charging time should under normal circumstances not exceed 15 hours.

Do not charge new and used batteries at the same time or batteries from different manufacturers.

When storing the batteries you should make sure that they are fully charged and stored in a frost-free place. All cables to the battery should be disassembled.

Disassemble the cables from the battery before starting maintenance. Check the battery for damages or other abnormal circumstances and clean the surface of the battery in luke wake water.

2. Use and maintenance of the charger

Do not open the charger as it is high voltage. The user cannot repair the charger.

The charger must only be used for this Mobile.

The electric current to the charger must be 230 V and low voltage.

Do not use the charger, when the weather is very hot or wet.

The Mobile must be off power when charging. Fit the charger to the Mobile, before turning on power.

As the charger is constructed with many protective functions it is not necessary to inspect when charging. The charger will stop charging automatically when the battery is fully charged. The charger should not be connected to the Mobile for more than 30 hours.

Immediately turn off power if the charger over heats, sparks or smokes.

3. Maintenance of the Mobile

You should clean your Mobile often with mild soapy water. Dry with a cloth. Never use high pressure cleaner.

Do not use your Mobile in rainy weather, if possible.

Store the Mobile in a dry place under normal temperatures.

8. Accessories

For Mobile 3-61 og 4-62 the following accessories are available:

- Cane holder
- Water proof cape.

Both can be purchased at your local dealer.



9. Trouble Shooting

Problem	Possible reasons	Solution
When turning the key there is no light in the status indicator.	The cable are incorrectly assembled	Assemble the cables correctly
	The battery is defective	Change the battery
	Charging is in progress	Remove the charger
	The control panel is not functioning	Contact your local dealer
When the key is turned the mobile start by itself even though the throttle is not turned.	The throttle is defective	Contact your local dealer
When the key is turned and you turn the throttle the mobile does not drive.	Charging is in progress	Remove the charger
The key is on ON, the status indicator is on (not flashing) and when you push the throttle the mobile does not start or et starts and stops while driving.	Defective engine	Contact your local dealer
Only the red battery lamp is on when turning the key	The battery must be charged	Charge the battery
The mobile cannot stop, but the status indicator does not flash showing malfunction.	Brake system defective	Contact your local dealer
When the key is turned to ON the mobile starts but front light and turning signals do not work.	The light bulbs are defective	Change the bulbs.
	The cables are broken	Check the cables
Brake light does not work	The bulb is defective	Change the bulb
	The connection is off	Contact your local dealer
The steering shakes	The bolts are loose	Tighten the bolts
The mobile does not turn correctly	The bolts on the wheels are loose	Tighten the bolts

10. Specifications

Tire pressure	Max 3,5 bar
Front light bulb	24V 10W
Rear light bulb	24V 3W
Turn signal bulb	24V 5W
Charger	Input 230V ac output 24V dc 4amp
Battery	12v32AHX2 (3-61) 12V38AHX2 (4-62)



11. Fast moving parts

For lawn mowers purchased with the brand name "Texas" will Texas A/S yielding 2 years warranty on manufacture faults. The warranty does not cover fast moving spare parts such as:

- Tire
- Hose
- Bulb
- Switch
- Potentiometer
- Charger
- Controller
- Battery
- Fuse

Spare parts and fee for changing the above will not be covered by the warranty.

CE Overensstemmelseserklæring
CE Declaration of conformity

DK
GB



EU-importør • EU importer •

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following •

Køretøj elektrisk • Vehicle electric •

Mobile 3-61 • Mobile 4-62 • Mobile 3-56

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications •

89/336 EEC

Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • The material conforms with the following standards •

**EN55014-1:2000 • EN55014-2:1997 •
EN61000-3-2:2000 • EN61000-3-3:1995 •**

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 2 • DK-5260 Odense S

10.02.2004



Verner Hansen

Administrerende Direktør • Managing director
